



دستورالعمل ثبت نتایج PT در نرم افزار PQP

کد مدرک: IN-04

شماره ویرایش: 00

پیشگامان کیفیت پاسارگاد

تهیه کننده: بهار حسین زاده

تصویب کننده: حمیدرضا دهناد

تاریخ صدور: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳

مدیر کیفیت	مدیر ارشد

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه ثبت نتایج توسط آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده در برنامه‌های آزمون مهارت در نرم افزار PQP می‌باشد.

۲- دامنه کاربرد:

این دستورالعمل برای کلیه برنامه‌های آزمون مهارت که توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد اجرا می‌شوند، کاربرد دارد.

۳- مسئولیت‌ها:

مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر فنی و هماهنگ‌کننده برنامه‌های آزمون مهارت می‌باشد.

۴- تعاریف:

۴-۱- شماره آزمایشگاه (Lab Number): کد تعریف شده آزمایشگاه می‌باشد که به همراه نمونه‌ها و طی نامه‌ای جداگانه برای آزمایشگاه ارسال می‌شود.

۴-۲- نام کاربری (Login ID): آدرس پست الکترونیکی (email) تعریف شده در فرم ثبت نام آزمایشگاه می‌باشد.


۴-۳- کلمه عبور (Password): کلمه عبور به همراه نمونه‌ها و طی نامه‌ای جداگانه برای آزمایشگاه ارسال می‌شود. کلمه عبور را می‌توان از طریق منو "جزئیات من (My Details)" تغییر داد.

۵- شرح

پس از انجام آزمون‌ها توسط آزمایشگاه‌های شرکت‌کننده در برنامه PT، جهت ثبت نتایج نهایی و اعلام آن به شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد، مراحل به شرح زیر است:


۵-۱- ورود به وبسایت نرم افزار شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد از آدرس <http://www.kpmd.co.uk/pqp/>

پس از ورود به این وبسایت، صفحه زیر ظاهر می‌گردد:




به منظور تغییر زبان، می توان از قسمت "Language" گزینه "Persian" را انتخاب نمود تا منوها و اطلاعات به زبان فارسی در دسترس آزمایشگاه قرار گیرد.

۲-۵- ثبت مشخصات آزمایشگاه و انتخاب دکمه "ورود به سیستم (Login)". پس از کلیک روی دکمه "ورود به سیستم (Login)" صفحه زیر ظاهر می شود:



وضعیت	ثبت شد	تاریخ بسته شدن	تاریخ صدور	تویت	برنامه
تویت باز	18/03/2015	18/03/2015	05/02/2015	WAT-MC-0004	Microbiological Parameters in Water
تویت باز	18/03/2015	18/03/2015	05/02/2015	WAT-NT-0003	Nutrients in Water
تویت باز	18/03/2015	18/03/2015	05/02/2015	WAT-CH-0007	Physicochemical Parameters in Ground Water
تویت باز	18/03/2015	18/03/2015	05/02/2015	WAT-ST-0003	Silica and Turbidity in Water

۳-۵- انتخاب و کلیک بر روی برنامه مورد نظر. پس از انتخاب برنامه مورد نظر، صفحه ورود نتایج برنامه مربوطه باز می شود.



۴-۵- ورود نتایج آزمون در این صفحه و تعیین روش و واحد اندازه گیری. آزمایشگاه می تواند در قسمت پایین صفحه و در قسمت "نظرات (Remarks)" نظرات خود را اعلام نماید.

۵-۵- انتخاب و کلیک بر روی دکمه "ذخیره (save)" پس از وارد کردن نتایج. این امکان برای آزمایشگاه وجود دارد که تا "تاریخ بسته شدن (Closing Date)"، نتایج را تغییر داده، حذف یا اضافه نماید.

۶-۵- انتخاب و کلیک بر روی دکمه "Submit" در صورت اطمینان از نتایج وارد شده. پس از انتخاب دکمه Submit نتایج نهایی برای شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد ارسال شده و امکان تغییر نتایج پس از آن وجود ندارد.

یادآوری: در صورت کلیک نکردن بر روی دکمه "Submit" نتایج آزمایشگاه ارسال نشده و در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نخواهند شد لذا ضروری است که جهت ارسال نتایج حتما بر روی این دکمه کلیک نمایید.

۶- مستندات مرتبط: -